

SÁBANA DIGITAL DE ENFERMERÍA: Manual de Usuario

SÁBANA DIGITAL DE ENFERMERÍA: Manual de Usuario

Esneyder Jesús Ibarra Rosero

Universidad Mariana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

San Juan de Pasto

2026

SÁBANA DIGITAL DE ENFERMERÍA: Manual de Usuario

SÁBANA DIGITAL DE ENFERMERÍA: Manual de Usuario

Esneyder Jesús Ibarra Rosero

Noveno Semestre

Docente: Wilson Castillo

Universidad Mariana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Práctica Empresarial

2026

Tabla de contenido

1. Introducción
 - 1.1 Credenciales de Acceso
2. Inicio de Sesión
3. Pantalla Principal - Lista de Pacientes
4. Detalles del Paciente
5. Registro de Observaciones diarias
6. Monitoría Hemodinámica
7. Balance de Líquidos
 - 7.1 Líquidos Administrados
 - 7.2 Líquidos Eliminados
8. Nutrición
9. Escala de Glasgow
10. Control de Sedación (RASS)
11. Control de Cambio de Posición
12. Catéteres
13. Sondas y Drenes
14. Marcapasos
15. Procedimientos Especiales
16. Antibióticos
17. Control de Riesgos
18. Observaciones Extras y Firmas
 - 18.1 Solicitudes de Laboratorio
 - 18.2 Gram y Cultivos
 - 18.3 Órdenes de Transfusión
 - 18.4 Firmas del Personal
19. Generar y Exportar Reporte PDF
20. Cierre de Ingreso

1. Introducción

La Sábana Digital de Enfermería es una aplicación diseñada para facilitar el registro, consulta y generación de reportes de todos los datos clínicos de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esta herramienta reemplaza el formato físico de "sábana de enfermería" por una versión digital accesible desde dispositivos móviles Android y navegadores web. Los datos se almacenan de forma segura en la nube (Firebase).

1.1 Credenciales de Acceso

La aplicación cuenta con cinco roles de usuario. A continuación, las credenciales de prueba:

Rol	Correo Electrónico	Contraseña
Jefe de Enfermería	enfermerojefe@sabana.com	enfermerojefe123456
Auxiliar de Enfermería	auxiliar@sabana.com	auxiliar123456
Médico	medico@sabana.com	medico123456
Nutricionista	nutri@sabana.com	nutri123456
Administrador	admin@sabana.com	admin123456

Jefe de Enfermería: Acceso completo a lectura, escritura y edición de todos los módulos.

Auxiliar de Enfermería: Puede registrar datos en los módulos asignados.

Médico: Visualización completa de todos los datos y capacidad de realizar anotaciones.

Nutricionista: Acceso al módulo de nutrición para registrar y modificar datos nutricionales y demás registros complementarios de la app.

Administrador: Acceso total a todas las funciones, incluyendo eliminación de registros, edición de campos que únicamente el administrador puede realizar y gestión de pacientes.

2. Inicio de Sesión

Al abrir la aplicación por primera vez, verá la pantalla de inicio de sesión.

1. Ingrese su correo electrónico en el campo "Correo Electrónico".
2. Ingrese su contraseña en el campo "Contraseña".
3. Presione el botón "Iniciar Sesión".
4. Si las credenciales son correctas, será redirigido a la lista de pacientes.

Figura 1 - Pantalla de inicio de sesión




Si olvidó su contraseña, en Firebase se debe actualizar el usuario, se podría eliminar y crear nuevamente el usuario, se maneja este método para tener una mayor seguridad.

Después de iniciar sesión, verá la lista de pacientes activos organizados por cama.

- Nombre del paciente

- Diagnóstico actual

Figura 2 - Lista de pacientes en tarjetas




4. Detalles del Paciente

Al presionar sobre un paciente, accederá a la pantalla principal del paciente, donde encontrará todos los módulos disponibles organizados en tarjetas (tiles).

Los módulos disponibles son:

- Detalles del Ingreso - Información general del paciente
- Registros Diarios - Observaciones por turno
- Antibióticos - Lista de tratamientos antibióticos
- Procedimientos Especiales - Procedimientos realizados
- Marcapasos - Registro de marcapasos
- Catéteres - Registro de catéteres venosos y arteriales
- Sondas y Drenes - Registro de sondas
- Nutrición - Registro nutricional
- Observaciones Extras y Firmas - Laboratorios, cultivos, firmas

Figura 3 - Pantalla principal del paciente con tiles




También encontrará un botón flotante en la parte inferior para generar el reporte PDF y una opción para cerrar el ingreso del paciente.

5. Registro de Observaciones diarias

Este módulo permite registrar las novedades y observaciones de cada turno (mañana, tarde, noche).

1. Presione sobre "Registros Diarios" en la pantalla principal del paciente.
2. Verá la lista de registros ordenados por fecha.
3. Presione el botón "+" para agregar un nuevo registro.
4. Presione "Guardar" para almacenar el registro.

Figura 4 - Pantalla de registro de observaciones diarias




6. Monitoría Hemodinámica

Registra los signos vitales y parámetros hemodinámicos del paciente hora por hora.

Datos que puede registrar:

- Presión Arterial Sistólica/Diastólica (PAS/PAD)
- Presión Arterial Media (PAM)
- Frecuencia Cardíaca (FC)
- Frecuencia Respiratoria (FR)
- Temperatura (T°)
- Presión Venosa Central (PVC)
- Gasto Cardíaco / Índice Cardíaco (GC/IC)
- Resistencia Vascular Sistémica (RVS/IRVS)
- Fracción Inspirada de Oxígeno (FiO₂)
- Presión Intraabdominal / Presión de Perfusión Abdominal (PIA/PPA)
- Presión Intracraneal / Presión de Perfusión Cerebral (PIC/PPC)
- Glucometría e Insulina
- Saturación de Oxígeno (Sat O₂)

Figura 5 - Vista de monitoría hemodinámica




7. Balance de Líquidos

El balance de líquidos registra todo lo que ingresa (administrado) y lo que sale (eliminado) del paciente, permitiendo calcular el balance neto del día.

7.1 Líquidos Administrados

Registra medicamentos, soluciones, nutrición enteral/parenteral y vía oral.


Figura 6 - Registro de líquidos administrados



7.2 Líquidos Eliminados

Registra diuresis, pérdidas insensibles, drenajes, deposiciones, etc.

Figura 7 - Registro de líquidos eliminados



El balance se calcula automáticamente: Total Administrado - Total Eliminado = Balance de la hora seleccionada.

8. Nutrición

Módulo para registrar los datos nutricionales del paciente, incluyendo antropometría y registro de alimentación.

1. Presione "Nutrición" desde la pantalla principal del paciente.
2. Presione el botón "+" para agregar un nuevo registro.
3. Ingrese el peso y la talla (el IMC y requerimiento calórico se calculan automáticamente).
4. Seleccione la hora y la vía (Oral, Enteral, Parenteral, Mixta, Ayuno, Otro).
5. Ingrese el total de kcal y la distribución de proteínas, lípidos y carbohidratos.
6. Agregue observaciones si es necesario.
7. Presione "Guardar".

Figura 8 - Formulario de registro nutricional

Nuevo Registro Nutricional

ANTROPOMETRÍA

Peso (kg) 59 Talla (c...) 170

IMC: 20.4 | Requerimiento calórico: 1623 kcal

CÁLCULO GASTRO ENERGÉTICO

Hora 1:33 PM

Vía Oral

Total (kcal o ml) 230

DISTRIBUCIÓN CALÓRICA

Proteína...	Lípidos ..	Carbohl...
30	40	30

Observaciones

alimentacion necesaria

Cancelar Guardar

9. Escala de Glasgow

Registra la puntuación de la Escala de Coma de Glasgow, que evalúa el nivel de conciencia del paciente en tres componentes: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora.

Campos a registrar:

- Apertura Ocular (1-4)
- Respuesta Verbal (1-5)
- Respuesta Motora (1-6)
- Puntaje Total (calculado automáticamente)
- Hora del registro

Figura 9 - Registro de escala de Glasgow

The figure displays two screenshots of a mobile application for recording the Glasgow Coma Scale (Escala de Glasgow).

Left Screenshot: Nuevo Registro Glasgow

- At the top, the title is "Nuevo Registro Glasgow".
- A large green circle displays the total score: **15**.
- Below the score, it says "Puntaje Total" and "Leve" (Mild).
- Under the heading "APERTURA OCULAR" (Eye Opening), there are four radio button options:
 - ☒ 4 - Espontáneamente
 - ☐ 3 - Al hablarle
 - ☐ 2 - Al dolor
 - ☐ 1 - No responde
- Under the heading "RESPUESTA VERBAL" (Verbal Response), there are four radio button options:
 - ☒ 5 - Orientado y conversa
 - ☐ 4 - Desorientado y conversa
 - ☐ 3 - Palabras inapropiadas
 - ☐ 2 - Sonidos incomprensibles

Right Screenshot: Escala de Glasgow

- At the top, the title is "Escala de Glasgow".
- A green circle displays the total score: **15**.
- Next to it, it says "Glasgow 15" and "Leve".
- Below the score, it says "Hora: 20/05/2026 13:35".
- At the bottom, there are three small boxes showing the component scores: "Ocular: 4", "Verbal: 5", and "Motora: 6".
- A green button with a white "+" sign is located at the bottom right corner.


10. Control de Sedación (RASS)

La Escala de Sedación Richmond (RASS) evalúa el nivel de sedación del paciente en una escala de -5 (sin respuesta) a +4 (combativo).

Valores de la escala:

- +4: Combativo
- +3: Muy agitado
- +2: Agitado
- +1: Inquieto
- 0: Alerta y calmado
- -1: Somnoliento
- -2: Sedación leve
- -3: Sedación moderada
- -4: Sedación profunda
- -5: Sin respuesta

Figura 10 - Registro de escala RASS




11. Control de Cambio de Posición

Registra los cambios de posición del paciente para prevenir úlceras por presión (UPP).

Posiciones disponibles:

- Decúbito Dorsal
- Decúbito Lateral Izquierdo
- Decúbito Lateral Derecho
- Prono

Figura 11 - Registro de cambio de posición




12. Catéteres

Registra los catéteres venosos y arteriales del paciente, incluyendo fecha de inserción, curación y características del sitio de inserción.

1. Presione "Catéteres" desde la pantalla principal.
2. Presione "+" para agregar un nuevo catéter.
3. Seleccione el tipo (Venoso Central, Periférico, Arterial, etc.).
4. Indique la vía y la fecha de inserción.
5. Registre la fecha de curación/cambio.
6. Describa las características del sitio de inserción.
7. Presione "Guardar".


Figura 12 - Registro de catéteres



13. Sondas y Drenes

Registra las sondas (nasogástrica, vesical, etc.) y drenes del paciente.

Figura 13 - Registro de sondas y drenes



14. Marcapasos

Registra los marcapasos del paciente, incluyendo modo, vía, frecuencia, sensibilidad y salida.

Campos a registrar:

- Modo (VVI, DDD, AAI, etc.)
- Vía (Endocárdica, Epicárdica, Transcutánea)
- Frecuencia en BPM
- Sensibilidad (mV)

- Salida (V)
- Fecha de colocación

Figura 14 - Registro de marcapasos

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface for pacemaker management.

Left Screenshot: 'Crear Marcapaso' (Create Pacemaker)

The screen title is 'Crear Marcapaso'. Below the title is a section 'Registro de Marcapaso' with the following fields:

- Fecha de colocación: 20/05/2026
- Modo: Modo AAI
- Vía: Vena yugular externa izquierda
- Frecuencia: 70
- Sensibilidad: 10.0
- Salida: 5.0

A green button labeled 'REGISTRAR MARCAPASO' is at the bottom.

Right Screenshot: 'Lista de Marcapasos' (List of Pacemakers)

The screen title is 'Lista de Marcapasos'. It displays a list of registered pacemakers. The first entry is:

- Modo AAI** (with a blue icon)
- 20/05/2026 70 BPM

Below this, the details for the selected pacemaker are shown:

- Modo: Modo AAI
- Vía: Vena yugular externa izquierda
- Frecuencia: 70 BPM
- Sensibilidad: 10.0 mV
- Salida: 5.0 V
- Fecha de Colocación: 20/05/2026


A green button with a '+' sign is at the bottom right. A black banner at the bottom of the right screenshot reads 'Marcapaso registrado exitosamente'.

15. Procedimientos Especiales

Registra los procedimientos especiales realizados al paciente, con su estado (Por realizar, Realizado, Reportado) y medicamentos en infusión.

1. Presione "Procedimientos Especiales" desde la pantalla principal.
2. Presione "+" para agregar un nuevo procedimiento.
3. Ingrese el nombre del procedimiento.
4. Opcional: agregue medicamento en infusión y dosis/velocidad.
5. Seleccione el estado inicial (Por realizar, Realizado o Reportado).
6. Presione "Agregar".
7. Para cambiar el estado, expanda la tarjeta y presione "Cambiar Estado".

Figura 15 - Lista de procedimientos especiales



16. Antibióticos

Registra los tratamientos antibióticos del paciente con su duración y dosis, dentro del tratamiento podrá finalizarlo y ajustará la fecha de finalización.

Figura 16 - Registro de antibióticos

The figure consists of three side-by-side screenshots of a mobile application interface for managing antibiotic treatments.

- Left Screenshot (Registration Form):** The screen is titled 'Tratamientos Antibióticos'. It shows a form for 'Amoxicilina' with a dosage of '50 cc, 3 veces al día'. The start date is '20/05/2026' and the status is 'Activo'. A dropdown menu shows 'Amoxicilina' selected. Below this are fields for 'Cantidad (mg)' (50), 'Dosis' (1), 'Frecuencia' (cada 8 horas (3 al día)), 'Fecha de inicio' (2026-05-20), and 'Hora inicio' (6:00 AM). A green button at the bottom says 'Crear Tratamiento Antibiotico'.
- Middle Screenshot (Summary):** The screen is titled 'Tratamientos Antibióticos'. It shows a summary card for 'Amoxicilina' with the same dosage, start date, and status. A green plus button is at the bottom right.
- Right Screenshot (Details):** The screen is titled 'Detalles del Tratamiento'. It shows a card for 'AMOXICILINA' with a first aid icon. The card lists: 'Cantidad: 50 cc', 'Frecuencia: 3h', 'Fecha de Inicio: 20/05/2026', 'Fecha de Fin: N/A', and 'Estado: Activo'. Below the card are two buttons: 'Días de tratamiento antibiotico' (Dosis administradas) and 'Finalizar tratamiento' (Desactivar tratamiento).

17. Control de Riesgos

Evalúa y registra los riesgos del paciente: úlceras por presión (UPP), riesgo de caídas, anticoagulación, alergias medicamentosas y aislamiento.

Secciones del formulario:

- Control de UPP - Evaluación de úlceras por presión con escala Braden (Mañana/Tarde/Noche)
- Riesgo de Caídas - Evaluación con escala Downton
- Anticoagulantes - Registro de uso de anticoagulantes

- Alergias Medicamentosas - Registro de alergias
- Aislamiento - Tipo, agente y duración del aislamiento

Figura 17 - Formulario de control de riesgos

Control de Riesgos

Fecha de Creación del Registro
20/05/2026

Control UPP
Valores UPP en tres horarios:

Mañana 10
Tarde 0
Noche 10

☐ ¿Tiene UPP?

Riesgo de Caída
Valores de Caída en tres horarios:

Mañana 10
Tarde 0
Noche 10

Detalles del Registro - Sin número

Información General
Fecha de registro: 20/05/2026 00:00

Úlceras por Presión (UPP)
Tiene UPP: No

Control Diario UPP
Mañana: 10
Tarde: 0
Noche: 10

Riesgo de Caídas
Nivel de riesgo: Alto
Número reporte caída: No disponible

Control Diario Caídas
Mañana: 10
Tarde: 0
Noche: 10

Anticoagulantes
Usa anticoagulantes: Sí
Tipo: Warfarina

Cerrar

18. Observaciones Extras y Firmas

Este módulo agrupa funcionalidades adicionales como solicitudes de laboratorio, cultivos, órdenes de transfusión y firmas del personal.

18.1 Solicitudes de Laboratorio

Registre solicitudes de laboratorio y radiología con fecha y resultados.

Figura 18 - Tabla de solicitudes de laboratorio



The screenshot shows a mobile application interface with a status bar at the top displaying the time 6:58 and various icons. The app title is 'Observaciones Extras y ...'. Below the title is a blue header bar with the text 'SOLICITUD DE LABORATORIO Y RADIOLOGÍA'. The main content is a table with three columns: 'Fecha', 'Solicitud de Laboratorio y Exámenes de Radiología', and 'Resultados y Observaciones'. The table contains four rows of data, with the last row highlighted. Below the table are four 'Seleccionar' buttons.

Fecha	Solicitud de Laboratorio y Exámenes de Radiología	Resultados y Observaciones
20/05/2026	solicitud para radiologia	solicitud atendida
21/05/2026	solicitud para radiologia	solicitud atendida
22/05/2026	solicitud para radiologia	solicitud atendida
23/05/2026	solicitud para radiologia	solicitud atendida

18.2 Gram y Cultivos

Registre resultados de Gram y cultivos - BK.

Figura 19 - Tabla de Gram y cultivos



The screenshot shows a mobile application interface with a status bar at the top displaying the time 7:00 and various icons. The app title is 'Observaciones Extras y ...'. Below the title are two 'Seleccionar' buttons. Below these is a blue header bar with the text 'GRAM Y/O CULTIVOS - BK'. The main content is a table with three columns: 'Fecha', 'GRAM y/o Cultivos - BK', and 'Resultados y Observaciones'. The table contains four rows of data, with the last row highlighted. Below the table are two 'Seleccionar' buttons.

Fecha	GRAM y/o Cultivos - BK	Resultados y Observaciones
20/05/2026	Registro GRAM	Registro exitoso
21/05/2026	Registro GRAM	Registro exitoso
22/05/2026	Registro GRAM	Registro exitoso
23/05/2026	Registro GRAM	Registro exitoso

18.3 Órdenes de Transfusión

Registre órdenes médicas para transfusión de componentes sanguíneos.

Figura 20 - Tabla de órdenes de transfusión

7:02

Observaciones Extras y ...

ORDEN MÉDICA DE COMPONENTE SANGUÍNEO PARA TRANSFUNDIR

Fecha	Hora	Glóbulos Rojos	Plaquet
20/05/2026	19:01	ulos rojos saludables	Plaquet
21/05/2026	20:01	ulos rojos saludables	Plaquet
22/05/2026	21:01	ulos rojos saludables	Plaquet
23/05/2026	22:01	ulos rojos saludables	Plaquet
Seleccionar	Seleccionar		
Seleccionar	Seleccionar		

18.4 Firmas del Personal

Registre las firmas digitales del personal de enfermería para cada turno. Presione sobre la celda correspondiente para dibujar su firma.

Figura 21 - Panel de firmas digitales

OBSERVACIONES

Escriba observaciones aquí...

FIRMAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Personal de Enfermería

Mañana

Tarde

ENFERMERA JEFE

Tocar para firmar

Tocar para firmar

ENFERMERA

Tocar para firmar

Tocar para firmar

Guardar Todo

OBSERVACIONES

Escriba observaciones aquí...

FIRMAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

rmería

Mañana

Tarde

Noche

E

Tocar para firmar

Tocar para firmar

Tocar para firmar

Guardar Todo

19. Generar y Exportar Reporte PDF

La aplicación permite generar un reporte PDF completo con todos los datos del paciente, similar a la sábana de enfermería tradicional en formato horizontal (tamaño oficio).

1. Desde la pantalla principal del paciente, presione el botón "Generar Reporte PDF".
2. La aplicación recopilará todos los datos del paciente desde la nube.
3. Se abrirá una ventana para compartir el archivo PDF.
4. Puede guardarlo, imprimirlo o compartirlo por correo, WhatsApp, Drive, etc.

Figura 22 - Botón de reporte




Figura 23 - Opción para compartir el reporte PDF




Figura 23 - Visualización del PDF

SÁBANA DIGITAL DE ENFERMERÍA: Manual de Usuario

[illegible][illegible]

paciente_7DSMUQsearYauyUzZP.EMZ.20260520.19101 7 / 8 - 80% + ↺ ↻ ↶ ↷ ⌂ 🔍

SERVICIOS DE LABORATORIO Y RADIOLOGÍA			
Fecha	Subservicio de Laboratorio y Radiología de Diagnóstico		Resultados y Observaciones
20/05/2024	examen parasitológico heces radiológico		solicitado en estudio
20/05/2024	examen parasitológico heces radiológico		solicitado en estudio
20/05/2024	examen parasitológico heces radiológico		solicitado en estudio
20/05/2024	examen parasitológico heces radiológico		solicitado en estudio
20/05/2024	examen parasitológico heces radiológico		solicitado en estudio

GRATIFICACIONES - BK			
Fecha	Gratificación Cultural - BK		Resultado
20/05/2024	Registro Gratificación		Registro exitoso
20/05/2024	Registro Gratificación		Registro exitoso
20/05/2024	Registro Gratificación		Registro exitoso
20/05/2024	Registro Gratificación		Registro exitoso

ORDEN MÉDICA DE COMPONENTES SANGÜÍNEO PARA TRANSFUSIÓN / CANTIDAD				
Fecha	Hora	Génesis Rápida	Flebotomía	Peso
20/05/2024	19:03	Oxidación rápida sanguínea	Flebotomía correcta	
20/05/2024	20:00	Oxidación rápida sanguínea	Flebotomía correcta	
20/05/2024	21:00	Oxidación rápida sanguínea	Flebotomía correcta	
20/05/2024	22:00	Oxidación rápida sanguínea	Flebotomía correcta	

NECESIDADES / OBJETIVOS / INTERVENCIONES / REVISIA	
No aplica	
No hay intervenciones registradas.	

OBSERVACIONES	
No se presentaron observaciones para este paciente	

FIRMAS			
Personal de Enfermería	Médico	Técnico	Nurse
ENFERMERA ADE			
ENFERMEIRA			
MÉDICO			

El PDF incluye las siguientes secciones en orden:

- Información general del paciente y diagnósticos
- Antropometría y control de riesgos
- Nutrición y antibióticos
- Lista de tratamientos y procedimientos especiales
- Monitoría hemodinámica (tabla horaria)
- Marcapasos y catéteres
- Balance de líquidos administrados
- Balance de líquidos eliminados y resumen
- Control neurológico (Glasgow, RASS) y cambios de posición
- Solicitudes de laboratorio, Gram, órdenes de transfusión
- Observaciones y firmas del personal

20. Cierre de Ingreso

Cuando el paciente sea dado de alta o trasladado, puede cerrar su ingreso para que ya no aparezca en la lista de pacientes activos.

1. Desde la pantalla principal del paciente, presione la opción "Cerrar Ingreso".
2. Confirme la acción en el mensaje de diálogo.
3. El ingreso se cerrará y el paciente desaparecerá de la lista activa.

Nota: Los datos del paciente no se eliminan, solo se marca como ingreso finalizado. Si es necesario, un administrador puede reactivarlo desde la base de datos.

Solución de Problemas Comunes

Problema	Posible solución
No puedo iniciar sesión	Verifique que el correo y contraseña sean correctos. Si persiste, contacte al administrador.
La app no carga los pacientes	Revise su conexión a internet. Cierre y vuelva a abrir la app, esta funciona 100% con internet.
El PDF se genera vacío	Asegúrese de haber guardado los datos del paciente antes de generar el reporte.

No aparece el botón de guardar	Desplácese hasta el final del formulario.
--------------------------------	---

Olvidé mi contraseña	Contacte al administrador del sistema para restablecerla desde la base de datos.
----------------------	---

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Significado
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
PAS/PAD	Presión Arterial Sistólica / Diastólica
PAM	Presión Arterial Media
FC	Frecuencia Cardíaca
FR	Frecuencia Respiratoria
PVC	Presión Venosa Central
FiO ₂	Fracción Inspirada de Oxígeno
SatO ₂	Saturación de Oxígeno

IMC	Índice de Masa Corporal
UPP	Úlceras por Presión
RASS	Escala de Sedación Richmond
GRAM	Tinción de Gram (para cultivos)
BK	Baciloscopia (para tuberculosis)